

SAFE-ST SYSTEM DISPENSER WIPES

- Dispenser bucket
- Non-woven wipes



- **Safe-ST Dispenser bucket**

PRODUCT DESCRIPTION:

For filling with non-woven wipes and disinfectants/cleaner.

IMPORTANT:

Before refilling the dispenser with lid must be cleaned and has to be disinfected with a suitable disinfectant. During refilling procedure it is recommended to document the kind of solution, its concentration rate as well as the preparation date on the attached sticker.

SHELF LIFE:

28 days

SMALL:

Itemnumber	Packaging
9797725	Safe-ST System Dispenser small for size 25x25cm

Application: Insert the wipes and soak with 1.5 litres of ready-to-use disinfectant solution. After 30 minutes of soaking, the wipes are ready to use. Close the dispenser after use.

SMALL:

Itemnumber	Packaging
9797726	Safe-ST System Dispenser large for size 32x30cm

Application: Insert the wipes and soak with 2.5 litres of ready-to-use disinfectant solution. After 30 minutes of soaking, the wipes are ready to use. Close the dispenser after use.

- **Safe-ST Non-woven wipes**

AVAILABLE DELIVERY FORMS:

Itemnumber	Packaging
9797727	Safe-ST System Dry Wipes small 25x25cm
9797728	Safe-ST System Dry Wipes large 32x30cm

SAFE-ST SYSTEM DISPENSER WIPES

- Dispensador
- Toallitas non-woven



- **Safe-ST Dispensador**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Para rellenar con toallitas desinfectantes/limpiadoras.

IMPORTANTE:

Antes de realizar el llenado del dispensador con tapa, este debe estar limpio y desinfectado con un desinfectante adecuado. Durante el proceso de llenado es recomendable registrar en la etiqueta adicional adjunta el tipo de líquido de impregnación, así como la concentración de aplicación y la fecha de llenado.

TIEMPO DE PERMANENCIA:

28 días

SMALL:

Itemnumber	Packaging
9797725	Safe-ST System Dispenser small for size 25x25cm

Aplicación: Abra el paquete de toallitas e introdúzcalas en el dispensador y rellene con 1,5 litros de solución lista para utilizar. 30 minutos después las toallitas están preparadas para uso. Cerrar bien después de utilizar.

LARGE:

Itemnumber	Packaging
9797726	Safe-ST System Dispenser large for size 32x30cm

Aplicación: Abra el paquete de toallitas e introdúzcalas en el dispensador y rellene con 2,5 litros de solución lista para utilizar. 30 minutos después las toallitas están preparadas para uso. Cerrar bien después de utilizar.

- **Safe-ST Toallitas non-woven**

FORMATOS DE SUMINISTRO:

Itemnumber	Packaging
9797727	Safe-ST System Dry Wipes small 25x25cm
9797728	Safe-ST System Dry Wipes large 32x30cm

SAFE-ST SYSTEM DISPENSER WIPES

- Distributeur de lingettes
- Lingettes désinfectantes non tissées



- **Safe-ST Distributeur de lingettes**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

A remplir avec les lingettes et le produit désinfectant/détergent.

IMPORTANT :

Avant un nouveau remplissage, le distributeur ainsi que le couvercle doivent être nettoyés et désinfectés à l'aide de produits désinfectants adaptés. Lors du remplissage, il est recommandé d'inscrire sur l'étiquette la nature du liquide d'imprégnation, sa concentration d'utilisation, ainsi que la date du remplissage.

DURÉE D'UTILISATION :

28 jours

SMALL :

Itemnumber	Packaging
9797725	Safe-ST System Dispenser small for size 25x25cm

Mode d'emploi : Ouvrir le couvercle du distributeur, insérer le rouleau de lingettes et l'imprégner avec 1,5 litres de solution détergente/désinfectante prête à l'emploi. Laisser agir pendant 30 minutes avant d'utiliser les lingettes. Toujours refermer le couvercle après utilisation.

LARGE :

Itemnumber	Packaging
9797726	Safe-ST System Dispenser large for size 32x30cm

Mode d'emploi : Ouvrir le couvercle du distributeur, insérer le rouleau de lingettes et l'imprégner avec 2,5 litres de solution détergente/désinfectante prête à l'emploi. Laisser agir pendant 30 minutes avant d'utiliser les lingettes. Toujours refermer le couvercle après utilisation.

- **Safe-ST Lingettes désinfectantes non tissées**

FORMES PHARMACEUTIQUES :

Itemnumber	Packaging
9797727	Safe-ST System Dry Wipes small 25x25cm
9797728	Safe-ST System Dry Wipes large 32x30cm

SAFE-ST SYSTEM DISPENSER WIPES

- Vliestuchspender
- Vliestücher



• Safe-ST Vliestuchspender

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Zu befüllen mit Vliestüchern und Desinfektionsmittel/Reiniger.

WICHTIG:

Vor der Wiederbefüllung ist der Spender inkl. Deckel zu reinigen und mit geeigneten Desinfektionsmitteln zu desinfizieren. Beim Befüllen ist zu empfehlen, die Art der Tränkflüssigkeit, deren Anwendungskonzentration sowie das Abfülldatum auf dem beigefügten Zusatzetikett einzutragen.

STANDZEIT:

28 Tage

SMALL:

Itemnummer	Packaging
9797725	Safe-ST System Dispenser small for size 25x25cm

Anwendung: Vliestuchrolle in den Spendereimer geben und mit 1,5L gebrauchsfertiger Desinfektionslösung tränken. Nach 30 Minuten können die Tücher benutzt werden. Eimer nach Gebrauch wieder fest verschließen.

LARGE:

Itemnummer	Packaging
9797726	Safe-ST System Dispenser large for size 32x30cm

Anwendung: Vliestuchrolle in den Spendereimer geben und mit 2,5L gebrauchsfertiger Desinfektionslösung tränken. Nach 30 Minuten können die Tücher benutzt werden. Eimer nach Gebrauch wieder fest verschließen.

• Safe-ST Vliestücher

DARREICHUNGSFORMEN:

Itemnummer	Packaging
9797727	Safe-ST System Dry Wipes small 25x25cm
9797728	Safe-ST System Dry Wipes large 32x30cm

SAFE-ST SYSTEM DISPENSER WIPES

- Dispenser - ricaricabile
- Salviette in TNT



• Safe-ST Dispenser - ricaricabile

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Ricaricare con salviette e disinfettante / puliti.

IMPORTANTE:

Prima di ricaricare nuovamente, bisogna pulire il distributore, il tappo in dotazione, e disinfettarlo con soluzioni adatte. Durante la procedura di ricarica si consiglia di documentare il tipo di soluzione, il suo tasso di concentrazione nonché la data di preparazione, sull'etichetta aggiuntiva fornita in dotazione.

DURATA:

28 giorni

SMALL:

Itemnumber	Packaging
9797725	Safe-ST System Dispenser small for size 25x25cm

Applicazione: aprire il coperchio del secchiello, inserire il rotolo nel secchiello e aggiungere 1,5 litri di soluzione disinfettante. Dopo trenta minuti di immersione, le salviette sono pronte all'uso. Chiudere il distributore dopo l'uso.

LARGE:

Itemnumber	Packaging
9797726	Safe-ST System Dispenser large for size 32x30cm

Applicazione: aprire il coperchio del secchiello, inserire il rotolo nel secchiello e aggiungere 1,5 litri di soluzione disinfettante. Dopo trenta minuti di immersione, le salviette sono pronte all'uso. Chiudere il distributore dopo l'uso.

• Safe-ST Salviette in TNT

FORMATI:

Itemnumber	Packaging
9797727	Safe-ST System Dry Wipes small 25x25cm
9797728	Safe-ST System Dry Wipes large 32x30cm

SAFE-ST SYSTEM DISPENSER WIPES

- Dispensador
- Lenços não tecido



• Safe-ST Dispensador

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Para encher com toalhetes e desinfetantes / detergentes.

ANTES:

De voltar a encher o dispensador e colocar a tampa, o mesmo deve ser bem lavado e desinfetado com os produtos adequados. Colocar o N° de Lote e a data da preparação, no rótulo adicional. Rótulos apropriados acompanham as recargas de toalhetes.

VIDA ÚTIL:

28 dias

SMALL:

Itemnumber	Packaging
9797725	Safe-ST System Dispenser small for size 25x25cm

Utilização: Abra a embalagem de toalhetes e coloque-os no dispensador e humedeça com 1,5 litros de solução pronta-a-utilizar. Cerca de 30 minutos depois os toalhetes estão prontos para uso. Fechar bem após utilização.

LARGE:

Itemnumber	Packaging
9797726	Safe-ST System Dispenser large for size 32x30cm

Utilização: Abra a embalagem de toalhetes e coloque-os no dispensador e humedeça com 2,5 litros de solução pronta-a-utilizar. Cerca de 30 minutos depois os toalhetes estão prontos para uso. Fechar bem após utilização.

• Safe-ST Lenços não tecido

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DISPONÍVEIS:

Itemnumber	Packaging
9797727	Safe-ST System Dry Wipes small 25x25cm
9797728	Safe-ST System Dry Wipes large 32x30cm