

SAFE-ST ORANGE OIL CLEANER

- Orange Oil Cleaner
- Special cleaning solution containing natural orange oils
 - Powerful cleaning performance
 - Removes heavy soiling
 - Removes fats and oils very well
 - Pleasant orange fragrance

Photo

AREAS OF APPLICATION:

Special cleaning solution for clinics and laboratories with natural orange oils for removing residues of zinc oxide cement, alginate and plaster as well as impression materials, traces of blood and other contaminants. The product cleans impression trays, instrument sets, glass plates, ceramic and is therefore ideal for use on stainless steel and other surfaces.

APPLICATION:

Do not apply to plastic surfaces. Not suitable for painted surfaces. Please test for compatibility on a inconspicuous area before using.

Attention: very powerful cleaning action.

SPECIAL INFORMATION:

H225 Highly flammable liquid and vapour. H304 May be fatal if swallowed and enters airways. H315 Causes skin irritation. H317 May cause an allergic skin reaction. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Do NOT induce vomiting. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. Contains: orange terpene, 2-propanol.

AVAILABLE DELIVERY FORMS:

Itemnumber	Packaging
9797760	250ml - round bottle transparent

SAFE-ST ORANGE OIL CLEANER

- Limpiador de aceite de naranja
- Solución especial para limpieza de consultas y laboratorios con aceites naturales de naranja
 - Gran eficacia de limpieza
 - Potente eliminación de la suciedad
 - Excelente poder desengrasante
 - Agradable aroma de naranja

Photo

ÁMBITOS DE APLICACIÓN:

Solución especial para limpieza de consultas y laboratorios con agradable aroma de naranja para eliminar residuos de cemento dental, alginato y yeso, así como materiales de impresión, restos de sangre y demás impurezas. El producto higieniza cubetas de impresión, instrumental, placas de vidrio y cerámica, por lo que resulta ideal para utilizar en superficies de acero y otros materiales.

APLICACIÓN:

No utilizar sobre superficies de plástico. No apto para superficies pintadas. Antes de usar, comprobar la compatibilidad en un área del material no visible.

Atención: eficacia de limpieza muy elevada.

INFORMACIÓN ESPECIAL:

H225 Líquido y vapores muy inflamables. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias. H315 Provoca irritación cutánea. H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica. H319 Provoca irritación ocular grave. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/-. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. NO

provocar el vómito. En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional. Contienen: Terpene Naranja, 2-propanol.

FORMATOS DE SUMINISTRO:

Itemnumber	Packaging
9797760	250ml - Bote cilíndrico - transparente

SAFE-ST ORANGE OIL CLEANER

- **Nettoyant huile orange**
- **Solution de nettoyage spéciale pour cabinets et laboratoires à l'huile d'orange naturelle**
 - Nettoie de manière efficace
 - Dissout la saleté facilement
 - Excellentes propriétés dégraissantes
 - Odeur d'orange agréable

Photo

CHAMPS D'APPLICATION :

Solution de nettoyage spéciale pour cabinets et laboratoires à l'huile d'orange naturelle pour éliminer les restes de ciment à l'oxyde de zinc, d'alginate et de plâtre, ainsi que la pâte à empreintes, les résidus de sang et autres salissures. Ce produit nettoie les porte-empreintes, les instruments, les plaques de verre, la céramique et fonctionne parfaitement sur acier inoxydable et autres surfaces.

UTILISATION :

Ne pas utiliser sur des surfaces en plastique. Ce produit n'est pas adapté aux surfaces laquées. Tester sur un endroit peu visible avant utilisation.

Attention : nettoyage très efficace.

REMARQUE PARTICULIÈRE :

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou des vertiges. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/-. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en

porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne PAS faire vomir. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. Contiennent: Orange Terpène, propane-2-ol.

FORMES PHARMACEUTIQUES :

Itemnumber	Packaging
9797760	250ml Bouteille ronde - transparent

SAFE-ST ORANGE OIL CLEANER

- Orangen-Öl Reiniger
- Spezialreinigungslösung für Praxis und Labor mit natürlichen Orangenölen
 - Hohe Reinigungsleistung
 - Stark Schmutz lösend
 - Sehr gute Fettlöseeigenschaft
 - Angenehmer Orangenduft

Photo

ANWENDUNGSGEBIETE:

Spezialreinigungslösung für Praxis und Labor mit natürlichen Orangenölen zur Entfernung von Zinkoxid-Zement-, Alginat- und Gipsresten sowie Abformpasten, Blutresten und sonstigen Verunreinigungen. Der Orange Oil Cleaner reinigt Abdrucklöffel, Instrumentarien, Glasplatten, Keramik und ist daher ideal für die Verwendung bei Edelstahl- und anderen Oberflächen.

ANWENDUNG:

Nicht auf Kunststoffoberflächen verwenden. Nicht geeignet für lackierte Oberflächen. Bitte vorher an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

Achtung: sehr hohe Reinigungswirkung!

BESONDERER HINWEIS:

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/- anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort

aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/internationalen Vorschriften. Enthält: Orangerterpene, 2-Propanol.

DARREICHUNGSFORMEN:

Itemnummer	Packaging
9797760	250ml - Rundflasche - Transparent

SAFE-ST ORANGE OIL CLEANER

- Detergente all'olio di arancio
- Speciale soluzione detergente per studi dentistici e laboratori con oli di arancio naturali
 - *Elevate prestazioni di pulizia*
 - *Scioglie lo sporco più tenace*
 - *Ottime proprietà sgrassanti*
 - *Piacevole profumo d'arancio*

Photo

SETTORI D'IMPIEGO:

Speciale soluzione detergente per studi dentistici e laboratori con oli di arancio naturali per rimuovere residui di cemento a base di ossido di zinco, di alginato e di gesso, così come paste per impronte, residui di sangue e altre sostanze contaminanti. Il prodotto deterge cucchiaini porta-impronte, strumenti, piastre in vetro, ceramica ed è perciò ideale da utilizzare su superfici in acciaio inox e altre superfici.

IMPIEGO:

Non utilizzare su superfici in plastica. Non adatto a superfici verniciate. Testarne prima la compatibilità su una parte nascosta.

Attenzione: elevato effetto pulente.

AVVERTENZA SPECIALE:

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/ un medico/-. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua/sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. NON provocare il vomito. In caso di irritazione o eruzione della

pelle: consultare un medico. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. Contengono: Terpeni arancione, 2-propanolo.

FORMATI:

Itemnumber	Packaging
9797760	250ml - Bottiglia rotonda - trasparente

SAFE-ST ORANGE OIL CLEANER

- Limpeza de óleo de laranja
- Solução de limpeza especial para consultórios e laboratórios com óleo de laranja natural
 - Elevada potência de limpeza
 - Retira sujidade muito incrustada
 - Boa capacidade para retirar gordura
 - Aroma a laranja agradável

Photo

ÁREAS DE APLICAÇÃO:

Solução de limpeza especial para consultórios e laboratórios com óleos naturais de laranja para retirar restos de óxido de zinco, cimento, alginato e gesso e ainda pasta de acrílico, restos de sangue e outras contaminações. O produto limpa colheres de moldagem, instrumentos, placas de vidro, cerâmica e é ideal para utilizar em superfícies de aço inoxidável e outras.

UTILIZAÇÃO:

Não utilizar em superfícies de plástico. Não indicado para superfícies lacadas. Testar previamente em locais invisíveis para comprovar a compatibilidade.

Atenção: efeito de limpeza muito elevado.

INFORMAÇÕES ESPECIAIS:

H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. H315 Provoca irritação cutânea. H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. H319 Provoca irritação ocular grave. H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/-. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água/sabão. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. NÃO provocar o vômito. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um mé-

dico. Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional. Contêm: Terpenos de laranja, 2-propanol.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DISPONÍVEIS:

Itemnumber	Packaging
9797760	250ml - Frasco redondo - transparente