



Flüssiger Klarspüler für zahnmedizinische Instrumente

## thermodent® clear

### Unser Plus

- sichert die fleckenfreie Trocknung von Instrumenten
- beugt der Bildung von Ablagerungen vor
- verkürzt die Trocknungszeit

### Anwendungsgebiete

Der Klarspüler ist ph-neutral und besonders gut materialverträglich. Eine fleckenfreie Abtrocknung des Instrumentariums wird unterstützt. Die Verwendung des Produktes verkürzt die Trocknungsphase. Beugt langfristig Belagsbildungen an Instrumenten und Geräten vor. Für alle gängigen Reinigungs- und Desinfektionsgeräte geeignet.

### Anwendungshinweise

Einsatzkonzentration: 0,02 - 0,06 %

Für den Einsatz in allen gängigen Reinigungs- und Desinfektionsgeräten geeignet. Die Dosierung erfolgt über die in der Türklappe vorgesehene Dosiervorrichtung/-fenster. Bitte beachten Sie die Empfehlungen der Instrumenten- und Gerätehersteller.



## Produktdaten

Zusammensetzung:

5 – 15 % nichtionische Tenside

### Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,037 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
Farbe	fast farblos
Flammpunkt	57 °C / Methode : DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
pH	ca. 4 / 20 °C / Konzentrat

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
thermodent clear 1 l FL	10/Karton	143101

## Verwandte Produkte

- thermodent® alka clean
- thermodent® neutralizer
- thermodent® powder

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com). Für individuelle Fragen: Customer Care  
Telefon: +49 40 52100-666 E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

**schülke Hauptsitz**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstrasse 58  
8003 Zürich  
Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 4665544  
Fax +41 (0) 44 - 4665533  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.  
Seidengasse 9  
1070 Wien  
Österreich  
Tel. +43 (0) 1 - 5232501-0  
Fax +43 (0) 1 - 5232501-60  
[www.schuelke.at](http://www.schuelke.at)  
[office.austria@schuelke.com](mailto:office.austria@schuelke.com)